

# Катетер МИНИВЕН “Бабочка” с цветовой кодировкой



Предназначена для введения медикаментов в периферические малые вены при внутривенных инфузиях, или забора крови на анализ. Представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку из поливинилхлорида медицинской марки длиной 300 мм, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер (Luer) или Луер-Лок с защитным колпачком (для удобства при неоднократных вливаниях дает возможность выбора в зависимости от проводимой медицинской манипуляции), с другого конца трубки находится катетер (тонкостенная стальная игла из медицинской стали с трёхгранной заточкой для легкого введения в вену с защитным колпачком). Нетоксично, апиrogenно. Соответствуют: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 25047-87, стандарты серии ГОСТ ISO 10993 (части 1,4,5,10 и 11).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина.....300мм  
 Цветовая маркировка: 19 - белый, 21 - зел.,  
 23 - голубой, 25 - оранжевый, 27 - серый  
 Поток min.:.....32.0мл / мин.  
 Мёртвый объем:.....0.43мл

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стерилизация.....оксид этилена (EtO)  
 Упаковка.....100шт  
 Производитель .....SitekMed (Китай)  
 Срок годности .....5 лет  
 Рег.удост. .... ФСЗ 2007/00509 от 05.04.2011



**ЭКОЛОГИЧНО:** вся продукция нашей марки упакована в коробки, изготовленные из биodeградируемых материалов, безопасных для экологии.

ПРЯМОЙ ИМПОРТЁР ● ТОВАР НА СКЛАДЕ ● ОТГРУЗКА ОТ ОДНОЙ КОРОБКИ  
 ДОСТАВКА ● ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 24/7 ● ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ● ОБРАЗЦЫ В ПОДАРОК ● КОНСУЛЬТАЦИИ