

ШПРИЦ ИНСУЛИН 1мл U-100 (0,4x12)



Трехкомпонентный шприц 1 мл, для подкожного введения инсулина 100 U, индивидуально упакованные в блистер, игла надета на шприц. Шприц имеет плавный ход поршня за счёт резиновой манжеты на поршне. Стальная игла inox AISI 304 тройной степени заточки с максимальным проникновением в кожу имеет силиконовое защитное покрытие и снижает болевые ощущения при уколе. На прозрачной герметичной колбе нанесена шкала несмываемой краской. Модифицированный упор для пальцев, имеющий выраженную ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции. Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в медицине
- в индустрии красоты
- эстетической медицине
- ветеринарии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём.....1мл
Тип разъёма.....luer-slip
Игла.....27G 1/2" (0,4 x 12мм)
Расположение
разъёма.....центральное
Упаковка.....2400шт
ПроизводительSitekMed (Китай)
Срок годности5 лет
Рег.удост. ФСЗ 2007/00530 от 21.11.2007



ЭКОЛОГИЧНЫЕ: все шприцы нашей марки упакованы в коробки, изготовленные из биodeградируемых материалов, безопасных для экологии.

ПРЯМОЙ ИМПОРТЁР ● ТОВАР НА СКЛАДЕ ● ОТГРУЗКА ОТ ОДНОЙ КОРОБКИ
ДОСТАВКА ● ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 24/7 ● ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ● ОБРАЗЦЫ В ПОДАРОК ● КОНСУЛЬТАЦИИ