

Система для переливания крови и кровезаменителей с пласт.шипом (1,2x40)



Система для переливания крови и кровезаменителей с пластиковым шипом (игла 1,2X40) с полоской для выхода токсичных газов. Пластиковая игла со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром. Дисковый фильтр внутри колбы 10 мм для исключения попадания через металлическую иглу кусочков стекла или других материалов. Гибкая трубка с точным регулятором скорости течения жидкости (роликовый зажим) по трубке. Прозрачная капельница. Латексный инъекционный порт для дополнительных инъекций. Стерильно, апиrogenно, не токсично, одноразового применения. Инструкция по применению на русском языке. Индивидуальная стерильная упаковка. Соответствуют: ГОСТ 50444-92, ГОСТ 25047-87, и стандартам серии ГОСТ ISO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина.....150см
Игла.....1,2x40мм
Дополнительный порт.....есть
Дисковый фильтр.....есть
Назначение....д/крови и кровезаменителей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стерилизация.....оксид этилена (EtO)
Упаковка.....400шт
ПроизводительSitekMed (Китай)
Срок годности5 лет
Рег.удост. ФСЗ 2009/05942 от 31.12.2009



ЭКОЛОГИЧНО: вся продукция нашей марки упакована в коробки, изготовленные из биodeградируемых материалов, безопасных для экологии.

ПРЯМОЙ ИМПОРТЁР ● ТОВАР НА СКЛАДЕ ● ОТГРУЗКА ОТ ОДНОЙ КОРОБКИ
ДОСТАВКА ● ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 24/7 ● ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ● ОБРАЗЦЫ В ПОДАРОК ● КОНСУЛЬТАЦИИ